

FIXGRAV

• Résine concentrée pour consolidation de gravier et paillis.



PHASE AQUEUSE

Innovation de l'année LABO FRANCE



• **FIXGRAV est une colle monocomposante, pulvérisable, à base de résine acrylique de nouvelle génération en phase aqueuse permettant de consolider et stabiliser les graviers et le paillis contre l'action du vent.**

> Applications

- S'utilise à l'intérieur et l'extérieur pour les jardins, parcs, parterres de fleurs, contour d'escaliers, entourage d'arbre mais aussi sur les toitures en graviers.
- S'applique directement sur les graviers ou le paillis : calcaire, ardoise, pouzzolane, écorce, bille d'argile expansé, etc.
- N'est pas adapté au trafic intense (circulation véhicule) ou à un trafic piétons fréquent.

> Mode d'emploi

Dans tous les cas, le sol doit être sec, la couche de gravier doit être propre, sèche et répartie de manière régulière.

Ne pas appliquer si la pluie est à craindre dans les 48 H ou si le taux d'humidité ambiante est > 75%.

Dans l'idéal, avant application, s'assurer de conditions chaudes et sèches pendant au moins 48 H.

FIXGRAV s'applique toujours dilué.

Agiter avant emploi.

FIXGRAV s'applique avec un pulvérisateur basse pression équipé d'une buse à "jet plat" de type LORA 10 ou ALTA 10000 ou il peut s'appliquer avec un arrosoir équipé d'une pomme d'arrosage.

Dilution : 1 L de FIXGRAV pur pour 2 L d'eau.

Verser ou pulvériser copieusement FIXGRAV sur les graviers ou le paillis de manière uniforme et contrôlé en veillant à couvrir uniformément toutes les zones. Si besoin compacter la surface à l'aide d'une truelle pour assurer une finition lisse.

Si la couche de graviers > 4 cm il est recommandé d'appliquer FIXGRAV en 2 passes :

- Appliquer une 1ère passe copieuse puis retourner les graviers ou paillis à l'aide d'un râteau afin de mettre à nu les zones non revêtues.

- Appliquer dans la foulée, une 2ème couche copieuse afin de couvrir toutes les zones.

Si besoin compacter la surface à l'aide d'une truelle pour assurer une finition lisse.

Consommation FIXGRAV prêt à l'emploi :

0,6 à 0,9 L de solution par m² suivant granulométrie et épaisseur.

Plus l'épaisseur de graviers/paillis est élevée, plus la consommation sera grande.

Consommation FIXGRAV pur :

1 L pour 3 à 5 m².

N'est pas adapté pour une granulométrie de graviers > 20 mm.

Ne pas exercer de poids ou de pression sur la surface pendant les 24 heures suivant l'application.

Renouveler l'application tous les 12 mois à 24 mois suivant exposition et fréquentation.

> **Caractéristiques techniques à 20°C et 50% d'humidité relative**

Couleur en pot : blanc laiteux

Couleur sec : transparent légèrement satiné

Sec au toucher : 8 H - **Durcissement** : 24 H

Propriétés optimales du film : 7 jours

Température de mise en œuvre : +12°C à 30°C

Nettoyage frais : à l'eau

Décapage sec : LABO F DECAP.

Les temps de séchage augmentent lorsque la température diminue et ou lorsque le taux d'humidité augmente.

> Avantages

- Consolide et stabilise le gravier et le paillis contre le vent.
- Drainant : laisse le lit de gravier perméable à l'eau.
- Entretien réduit : évite le désherbage fréquent, ratissage permanent et le rechargement.
- Fixe la poussière de gravier.
- Monocomposant
- Peut-être pulvérisé ou versé.
- Transparent une fois sec.
- N'attaque pas les matériaux.
- En phase aqueuse.
- Non classé dangereux pour l'environnement.

> Sécurité d'emploi

Consulter la FDS avant utilisation.

Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs entre 5°C et 30°C.

Protéger toutes les surfaces ne devant pas être traitées.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

> SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linked in](#) [indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
Zl de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.labo-outremer.com
R.C.S SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



> S I M P L E , R A P I D E & E F F I C A C E !